


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SENKO IR LINK PC



OBSAH PŘÍRUČKY

1. INSTALACE PROGRAMU (STR. 2)
2. PŘIPOJENÍ DETEKTORU K PROGRAMU (STR. 3)
3. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM (STR. 4)
4. NULOVÁNÍ A KALIBRACE PŘES PROGRAM (STR. 5)
5. STAŽENÍ EVENT/DATA LOGU (STR. 6)
6. UPDATE FIRMWARE DETEKTORU (STR. 7)
7. DOPLŇKOVÉ FUNKCE PROGRAMU (STR. 8)



**KLIKNĚTE SEM PRO STAŽENÍ
NEBO POUŽIJTE QR KÓD →**




INSTALACE PROGRAMU

PO STAŽENÍ PROGRAMU (TLAČÍTKO NA ÚVODNÍ STRÁNCE) KLIKNĚTE NA SOUBOR ".ZIP" PRAVÝM TLAČÍTKEM MYŠI A V ROZBALOVACÍM MENU VYBERTE "EXTRAHOVAT VŠE".


V OKNĚ, KTERÉ SE OTEVŘE, VYBERTE CÍLOVOU SLOŽKU PRO EXTRAHOVÁNÍ A NÁSLEDNĚ KLIKNĚTE NA EXTRAHOVAT.

PO EXTRAHOVÁNÍ SLOŽKY .ZIP SE OTEVŘE SLOŽKA S INSTALAČNÍM SOUBOREM. DVOJKLÍKEM LEVÉHO TLAČÍTKA MYŠI OTEVŘETE INSTALAČNÍ SOUBOR "SENKO_IR LINK AGENT_V1.7.8_INSTALL 2".

OTEVŘENÍM SOUBORU SE SPUSTÍ INSTALAČNÍ PROCES PROGRAMU.




POKRAČUJTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "NEXT".




KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "NEXT" NEBO VYBERTE JINOU SLOŽKU PRO INSTALACI A POTÉ POKRAČUJTE PŘES TLAČÍTKO "NEXT"

VÁŠ POČÍTAČ SE PŘED INSTALACÍ ZEPTÁ, ZDA "CHCETE TOMUTO PROGRAMU OD NEZNÁMÉHO VYDAVATELE POVOLIT, ABY PROVÁDĚLA ZMĚNY V TOMTO POČÍTAČI?"


KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "ANO".



KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "INSTALL" SPUSTÍTE INSTALACI.





KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "FINISH" DOKONČÍTE INSTALACI PROGRAMU A OKNO SE ZAVŘE.



VE VYHLEDÁVACÍM POLI NA SPODNÍ LIŠTĚ WINDOWS ZADEJTE "IR LINK PC AGENT" A DVOJKLÍKEM OTEVŘETE PROGRAM.

PŘIPOJENÍ DETEKTORU K PROGRAMU


PO OTEVŘENÍ PROGRAMU PŘIPOJTE SENKO IR LINK DO USB PORTU VAŠEHO POČÍTAČE. PO PŘIPOJENÍ IR LINKU KLIKNĚTE V PROGRAMU NA IKONU ŠÍPEK V KOLEČKU. V OKNĚ VEDLE IKONY SE ZOBRAZÍ NÁZEV PORTU, NAPŘÍKLAD "COM3".




JAKMILE SE NAČTE NÁZEV PORTU, PŘILOŽTE ZAPNUTÝ DETEKTOR K IR LINKU (VIZ. OBRÁZKY) A KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "OPEN" PRO NAČTENÍ DAT Z DETEKTORU.

POKUD MÁTE PŘIPOJEN DETEKTOR MGT-P, ZOBRAZÍ SE ROZHRANÍ JAKO NA OBRÁZKU VLEVO. POKUD PŘIPOJÍTE DETEKTOR SGT-P/SGT, ZOBRAZÍ SE ROZHRANÍ JAKO NA OBRÁZKU VPRAVO.

MGT-P



SGT-P/SGT



KVŮLI UMÍSTĚNÍ IR PORTU NA DETEKTORU MGT-P JE VHDNÉ DETEKTOR PŘIPOJOVAT S DISPLEJEM OTOČENÝM DOLŮ. U DETEKTORŮ SGT-P/SGT JE IR PORT UMÍSTĚNÝ TAK, ŽE LZE DETEKTOR PŘIPOJIT I DISPLEJEM VZHŮRU.



SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

1. NAČTENÍ DAT
2. ZAPSÁNÍ ZMĚN PROVEDENÝCH V PROGRAMU
3. ZÁZNAMY UDÁLOSTÍ
4. KALIBRACE A NULOVÁNÍ
5. AKTUALIZACE FIRMWAREU
6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DETEKTORU

- A) SÉRIOVÉ ČÍSLO
- B) VERZE FIRMWAREU
- C) ÚVODNÍ ZPRÁVA

7. NASTAVENÍ HODNOT ALARMŮ

- A) NÍZKÝ ALARM
- B) VYSOKÝ ALARM
- C) STEL
- D) TWA

8. POKROČILÉ NASTAVENÍ

- A) METODA MĚŘENÍ TWA
- B) INTERVAL TWA
- C) INTERVAL STEL
- D) % LEL

9. NASTAVENÍ SENZORŮ

- A) AKTIVACE SENZORŮ
- B) INTERVAL KALIBRACE
- C) INTERVAL BUMP TESTU
- D) KONCENTRACE KALIBRAČNÍHO PLYNU

10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

- A) ZOBRAZENÍ "SAFE" (NA DISPLEJI SE ZOBRAZUJE TEXT "SAFE" MÍSTO 0).
- B) UPOZORNĚNÍ NA ÚDRŽBU
- C) ZÁMEK STANICE (VYŽADUJE POTVRZENÍ PŘI VLOŽENÍ DO DOKOVACÍ STANICE)
- D) AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ SENZORŮ PŘI ZAPNUTÍ
- E) PIPNUTÍ PROVOZUSCHOPNOSTI (PRAVIDELNÁ ZVUKOVÁ SIGNALIZACE ŽE JE DETEKTOR ZAPNUTÝ)
- F) AUTOMATICKÉ PODRŽENÍ (UCHOVÁNÍ HODNOTY ALARMU NA DISPLEJI I PO POKLESU KONCENTRACE)
- G) ZÁMEK VYPNUTÍ (ZABRAŇUJE NECHTĚNÉMU VYPNUTÍ PŘÍSTROJE PRACOVNÍKEM)
- H) ZMĚNA ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ %LEL (DETEKTOR NEPŘEPočITÁVÁ PLYN NA STUPNICI VÝBUŠNOSTI (0-100% LEL), ALE UKAZUJE PŘÍMO JEHO PODÍL V ATMOSFÉRE (0-5% OBJ. CH4)
- I) TICHÝ REŽIM (DETEKTOR NEVYDÁVÁ ZVUKY)

ROZHRANÍ MGT-P

SENKO IR Link PC v1.7.8 (Agent Mode)

File Tools Production Product Help

Tool 1 2 3 4 5

IR Link COM3 CLOSE

Basic Option 6 7

A Serial Number S00419450

B Firmware Version 2.2

C User ID/Message

A Low Alarm 10.0 19.5 20.0 5.0

B High Alarm 25.0 23.5 100.0 10.0

C STEL Alarm 100.0 10.0

D TWA Alarm 20.0 5.0

Advanced Option 8 9

A TWA Method OSHA

B TWA Interval 8 hr

C STEL Interval 15 min

D 100% LEL 5.0 %Vol

A Sensor Enabled LEL O2 CO H2S

B Cal Interval 180 180 180 180

C Bump Interval n/a n/a n/a n/a

D Calibration Gas 50.0 18.0 100.0 25.0

Check Option 10

A SAFE Display B Maintenance Notification C Dock Lock D Auto Zero E Confidence Bleep

F Auto Hold G OFF Lock H LEL By %vol CH4 I Stealth

SENKO

ROZHRANÍ SGT-P/SGT

SENKO IR Link PC v1.7.8 (Agent Mode)

File Tools Production Product Help

Tool 1 2 3 4 5

IR Link COM3 CLOSE

SGT - SGTP 6 7

A Serial Number SN0602215

B Firmware Version 2.0.6

C User ID/Message

D Display Sensor Reading

E Stealth Off

F Self Test(hour) n/a

A Sensor Type CO

B Low Alarm 20

C High Alarm 100

D STEL Alarm 10

E TWA Alarm 20

F Cal Concentration 100

G Cal Time(sec) 90

H Cal Interval(day) 180

I Bump Interval(day) n/a

Check Option 10

A SAFE Display B Maintenance Notification C Dock Lock D Auto Zero E Confidence Bleep

F Auto Hold G OFF Lock H LEL By %vol CH4 I Stealth

SENKO

1. NAČTENÍ DAT
2. ZAPSÁNÍ ZMĚN PROVEDENÝCH V PROGRAMU
3. ZÁZNAMY UDÁLOSTÍ
4. KALIBRACE A NULOVÁNÍ
5. AKTUALIZACE FIRMWAREU
6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A NASTAVENÍ DETEKTORU

- A) SÉRIOVÉ ČÍSLO
- B) VERZE FIRMWAREU
- C) ÚVODNÍ ZPRÁVA
- D) DISPLEJ (NELZE UPRAVIT)
- E) TICHÝ REŽIM (DETEKTOR NEVYDÁVÁ ZVUKY)
- F) NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO TESTU

7. NASTAVENÍ HODNOT

- A) TYP SENZORU (NELZE UPRAVIT)
- B) NÍZKÝ ALARM
- C) VYSOKÝ ALARM
- D) STEL
- E) TWA
- F) KONCENTRACE KALIBRAČNÍHO PLYNU
- G) DOBA TRVÁNÍ KALIBRACE
- H) INTERVAL KALIBRACE
- I) INTERVAL BUMP TEST

NULOVÁNÍ A KALIBRACE PŘES PROGRAM

PROGRAM SENKO IR LINK UMOŽŇUJE NULOVÁNÍ A KALIBRACI SENZORŮ. FUNKCI NULOVÁNÍ LZE VYUŽÍT NAPŘÍKLAD V PŘÍPADĚ, ŽE DETEKTOR SETRVÁVÁ V ALARMU A NELZE JEJ VYNULOVAT PŘÍMO V MENU PŘÍSTROJE.

PŘED KALIBRACÍ DETEKTORU ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU KONCENTRACE PLYNŮ NASTAVENY SPRÁVNĚ. POKUD BY SE HODNOTY LIŠILY OD HODNOT UVEDENÝCH NA KALIBRAČNÍ LAHVI, UPRAVTE JE A NÁSLEDNĚ KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "WRITE" PRO ZAPSÁNÍ ZMĚN DO DETEKTORU.


KLIKNUTÍM NA IKONU KALIBRAČNÍ LAHVE SE ZOBRAZÍ OKNO SE DVĚMA TLAČÍTKY "ZERO" A "SPAN".



NULOVÁNÍ DETEKTORU


PRO NULOVÁNÍ DETEKTORU KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "ZERO". PŘED SPUŠTĚNÍM NULOVÁNÍ SE PROGRAM ZEPTÁ, ZDA CHCETE DETEKTOR OPRAVDU VYNULOVAT.

POTVRDĚTE TLAČÍTKEM "ANO". JAKMILE NULOVÁNÍ POTVRDÍTE, SPUSTÍ SE ODPÓČET 10 SEKUND A DETEKTOR SE ZAČNE NULOVAT NA VÝCHOZÍ HODNOTY.



PO DOKONČENÍ NULOVÁNÍ SE ZOBRAZÍ OKNO S TEXTEM O VÝSLEDKU NULOVÁNÍ.

POTVRDĚTE JEJ STISKEM TLAČÍTKA "OK".




KALIBRACE DETEKTORU

KALIBRACI VŽDY PROVÁDĚJTE AŽ PO ÚSPĚŠNÉM NULOVÁNÍ DETEKTORU. PRO KALIBRACI DETEKTORU PŘIPOJTE KALIBRAČNÍ LÁHEV K DETEKTORU A NÁSLEDNĚ KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "SPAN". PROGRAM SE STEJNĚ JAKO U NULOVÁNÍ ZEPTÁ, ZDA CHCETE DETEKTOR OPRAVDU KALIBROVAT. POTVRDĚTE TLAČÍTKEM "ANO" A OTEVŘETE REGULAČNÍ VENTIL. V PROGRAMU SE SPUSTÍ ODPÓČET A DETEKTOR SE ZAČNE KALIBROVAT.

DĚLKA KALIBRACE ZÁVISÍ NA KONKRÉTNÍM TYPU PLYNOVÉHO SENZORU, KTERÝ JE KALIBROVÁN.

JAKMILE JE KALIBRACE DOKONČENA ZOBRAZÍ SE OKNO S TEXTEM O VÝSLEDKU KALIBRACE. ZAVŘETE REGULAČNÍ VENTIL A ODPOJTE KALIBRAČNÍ LÁHEV OD DETEKTORU.

POTVRDĚTE JEJ STISKEM TLAČÍTKA "OK".



POZOR! KALIBRACI DETEKTORU MŮŽE PROVÁDĚT POUZE DRŽITEL PLATNÉHO CERTIFIKÁTU SENKO.

STAŽENÍ EVENT/DATA LOGU

PROGRAM UMOŽŇUJE STAŽENÍ ZÁZNAMU MĚŘENÝCH DAT (DATA LOG) I ZÁZNAMU UDÁLOSTÍ (EVENT LOG) Z DETEKTORU. PRO STAŽENÍ TĚCHTO DAT KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "LOG".

ZOBRAZÍ SE OKNO, VE KTERÉM KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO SE ŠÍPKOU DOLŮ. V ROZBALOVACÍ NABÍDCE VYBERTE, ZDA CHCETE STÁHNOUT "EVENT LOG" NEBO "EVENT + DATA LOG". ROZDÍLY MEZI TĚMITO MOŽNOSTMI JSOU DETAILNĚJI POPSAŇY NÍŽE. PRO KOMPLETNÍ PŘEHLED DOPORUČUJEME ZVOLIT MOŽNOST "EVENT + DATA LOG".

PO VÝBĚRU POŽADOVANÉ MOŽNOSTI KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "DOWNLOAD". V ZOBRAZENÉM OKNĚ VYBERTE UMÍSTĚNÍ, KAM CHCETE SOUBOR ULOŽIT, A POTVRDĚTE TLAČÍTKEM "OK". SOUBOR BUDE ULOŽEN VE FORMÁTU ".XLSX" A LZE JEJ OTEVŘÍT V PROGRAMU MICROSOFT EXCEL.

SENKO IR Link PC v1.7.8 (Agent Mode)

File Tools Production Product Help

Tool: READ WRITE LOG FIRM

IR Link: COM3

CLOSE

Basic Option

Serial Number: S00419450

Firmware Version: 2.2

User ID/Message:

Low Alarm: 10.0

High Alarm: 25.0

STEL Alarm:

TWA Alarm:

LEL: 10.0

O2: 19.5

CO: 20.0

H2S: 5.0

Advanced Option

TWA Method: OSHA

TWA Interval: 8 hr

STEL Interval: 15 min

100% LEL: 5.0 %Vol

Sensor Enabled: ☒ LEL ☒ O2 ☒ CO ☒ H2S

Cal Interval: 180

Bump Interval: n/a

Calibration Gas: 50.0

Check Option

☐ SAFE Display ☐ Maintenance Notification ☐ Dock Lock ☐ Auto Zero ☐ Confidence Bleep

☐ Auto Hold ☐ OFF Lock ☐ LEL By %vol CH4 ☐ Stealth

SENKO

EVENT LOG

- DATUM A ČAS
- TYP KALIBRACE
- ZÁZNAMY ČTENÍ SENZORŮ BĚHEM KALIBRACE A INFORMACE O VÝSLEDKU KALIBRACE
- SÉRIOVÉ ČÍSLO DETEKTORU
- UŽIVATELSKOU ZPRÁVU

DATA LOG

- DATUM A ČAS
- UDÁLOST
- ZÁZNAMY ČTENÍ SENZORŮ BĚHEM KALIBRACE A INFORMACE O VÝSLEDKU KALIBRACE
- SÉRIOVÉ ČÍSLO DETEKTORU
- UŽIVATELSKOU ZPRÁVU
- ÚDAJE O DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍCH DETEKTORU
- ÚDAJE O SENZORECH

SENKO IR Link PC v1.7.8 (Agent Mode)

File Tools Production Product Help

Tool: READ WRITE LOG FIRM

IR Link: COM3

CLOSE

Basic Option

Serial Number: S00419450

Firmware Version: 2.2

User ID/Message:

Low Alarm: 10.0

High Alarm: 25.0

STEL Alarm:

TWA Alarm:

LEL: 10.0

O2: 19.5

CO: 20.0

H2S: 5.0

Advanced Option

TWA Method: OSHA

TWA Interval: 8 hr

STEL Interval: 15 min

100% LEL: 5.0 %Vol

Sensor Enabled: ☒ LEL ☒ O2 ☒ CO ☒ H2S

Cal Interval: 180

Bump Interval: n/a

Calibration Gas: 50.0

Check Option

☐ SAFE Display ☐ Maintenance Notification ☐ Dock Lock ☐ Auto Zero ☐ Confidence Bleep

☐ Auto Hold ☐ OFF Lock ☐ LEL By %vol CH4 ☐ Stealth

SENKO

Date/Time	Event	Unit		LEL		O2		CO				H2S				Unit Options									
		Status	%LEL	Status	%vol	Status	ppm	TWA	STEL	Status	ppm	TWA	STEL	Status	Serial Number	User Message	SAFE	Dock Lock	Steath	Maintenance Notification	Off Lock	LEL by %vol Display	TWA method	Auto-zero	Auto Hold
2025-12-29 10:21:27	Power Off														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-05 10:33:53	Power On														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-05 10:34:30	Power Off														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-05 11:24:09	Power On														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-05 11:25:07	Power Off														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 11:00:19	Power On														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:00:00			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:02:32			0.0		20.8		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:02:34			0.0		20.7		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:02:47			0.0		20.8		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:02:58			0.0		20.7		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:00			0.0		20.6		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:01			0.0		20.2		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:07			0.0		20.6		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:15			0.0		20.7		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:19			0.0		20.6		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:20			0.0		20.7		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:24			0.0		20.6		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-07 12:03:31	Power Off														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-12 10:03:57	Power On														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-12 10:04:05			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-01-12 10:05:22	Power Off														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 11:45:01	Power On														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 11:43:04			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 12:00:00			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 13:00:00			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 14:00:00			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 15:00:00			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 15:31:20	Power Off														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-18 15:02:51	Power On														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-19 15:05:37			0.0	Zero Cal	20.9	Zero Cal	0.0	0.0	0.0	Zero Cal	0.0	0.0	0.0	Zero Cal	S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-19 15:06:11			0.0		20.9		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-19 15:28:51	Power Off														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-20 10:42:16	Power On														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F
2026-02-20 10:43:11	IR Comm														S00419450		F	F	F	F	F	F	OSHA	F	F


AKTUALIZACE FIRMWARE DETEKTORU

POMOCÍ PROGRAMU LZE AKTUALIZOVAT FIRMWARE DETEKTORU.


AKTUALIZACÍ FIRMWARE LZE VYŘEŠIT OPRAVY CHYB ZAŘÍZENÍ NEBO NAHRÁNÍ NOVÝCH FUNKCÍ.

PŘED AKTUALIZACÍ FIRMWARE JE NEJPRVE NUTNÉ STÁHNOUT NOVÝ FIRMWARE DO POČÍTAČE. JE DŮLEŽITÉ, ABY BYL ZVOLEN SPRÁVNÝ SOUBOR PRO DANÉ ZAŘÍZENÍ. PRO ZASLÁNÍ AKTUÁLNÍHO FIRMWARE PRO VÁŠ DETEKTOR NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA INFO@DETEKTORY-PLYNU.CZ.

PRO AKTUALIZACI FIRMWARE KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "FIRM".




V OKNĚ "FIRMWARE UPGRADE" KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "BROWSE" A VYBERTE SPRÁVNÝ SOUBOR PRO AKTUALIZACI FIRMWARE VAŠEHO DETEKTORU. POTVRDĚTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "OTEVŘÍT". V OKNĚ VEDLE TLAČÍTKA "BROWSE" SE ZOBRAZÍ CESTA K AKTUALIZAČNÍMU SOUBORU. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO UPGRADE A VYČEKTEJTE DOKUD SE NEAKTUALIZUJE FIRMWARE DETEKTORU. PO ÚSPĚŠNÉ AKTUALIZACI SE ZOBRAZÍ OKNO S TÍM, ŽE FIRMWARE JE AKTUALIZOVANÝ. POTVRDĚTE TLAČÍTKEM "OK".



PO AKTUALIZACI SE DETEKTOR AUTOMATICKY RESTARTUJE.

PO RESTARTOVÁNÍ ZNOVU DETEKTOR PŘIPOJTE K PROGRAMU KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "OPEN" POD NÁZVEM PORTU.

DETEKTOR SE ZNOVU PŘIPOJÍ. V KOLONCE "FIRMWARE VERSION" UVIDÍTE ČÍSLO NOVÉHO FIRMWARE. INFORMACE LZE OVĚŘIT PŘÍMO V MENU DETEKTORU.



DOPLŇKOVÉ FUNKCE PROGRAMU



V ZÁLOŽCE „PRODUCTIONS“ NALEZNETE FUNKCI „CALIBRATION INIT“ (OBNOVENÍ HODNOT SENZORŮ PRO KALIBRACI). TATO FUNKCE SLOUŽÍ K RESETOVÁNÍ SENZORŮ DO VÝCHOZÍCH HODNOT.

FUNKCI "CALIBRATION INIT" JE VHDNÉ POUŽÍT NAPŘÍKLAD POKUD DETEKTOR NEPROCHÁZÍ KALIBRACÍ NEBO PO VÝMĚNĚ SENZORŮ. PO AKTIVACI TĚTO FUNKCE SE HODNOTY NA DISPLEJI ZMĚNÍ NA TOVÁRNÍ A JE NUTNÉ DETEKTOR OPĚTOVNĚ ZKALIBROVAT, ABY BYLO MOŽNÉ HO POUŽÍVAT.



V ODSAVCI "CHECK OPTIONS" NALEZNETE DALŠÍ FUNKCE DETEKTORU (VIZ. [STRANA 4](#)). PRO ZAPNUTÍ A AKTIVACI TĚCHTO FUNKCÍ JE TŘEBA ZAŠKRTNOUT POLÍČKO VLEVO U POPISU A NÁSLEDNĚ ZMĚNU PROPSAT DO DETEKTORU TLAČÍTKEM "WRITE".

V ZÁLOŽCE „TOOLS“ NALEZNETE FUNKCI „FACTORY DEFAULT“ (OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ). TATO FUNKCE SLOUŽÍ K ÚPLNÉMU RESETOVÁNÍ DETEKTORU (OBNOVENÍ VŠECH PARAMETRŮ NA VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ HODNOTY). JE DŮLEŽITÉ POČÍTAT S TÍM, ŽE TENTO KROK JE NEVRATNÝ – SMAZANÁ DATA NELZE PO PROVEDENÍ OBNOVY ZÍSKAT ZPĚT. PROTO SE DOPORUČUJE PŘED POUŽITÍM TĚTO FUNKCE PROVÉST ZÁLOHU DŮLEŽITÝCH DAT, POKUD TO ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJE.

FUNKCE „FACTORY DEFAULT“ PŘEDSTAVUJE POSLEDNÍ MOŽNOST ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH PROBLÉMŮ S DETEKTOREM (NAPŘÍKLAD PO NEÚSPĚŠNÉ AKTUALIZACI NEBO SERVISNÍM ZÁSAHU). PO OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ JE NUTNÉ ZAŘÍZENÍ ZNOVU KOMPLETNĚ NAKONFIGUROVAT, VČETNĚ NASTAVENÍ ALARMOVÝCH LIMITŮ, KALIBRACE SENZORŮ A DALŠÍCH PARAMETRŮ, ABY BYLO MOŽNÉ DETEKTOR BEZPEČNĚ A SPRÁVNĚ POUŽÍVAT.



V ZÁLOŽCE „PRODUCT“ NALEZNETE FUNKCI „POWER OFF“ (VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ). TATO FUNKCE SLOUŽÍ K VYPNUTÍ DETEKTORU.

FUNKCI "POWER OFF" JE VHDNÉ POUŽÍT NAPŘÍKLAD POKUD DETEKTOR NELZE VYPNOUT TLAČÍTKEM (PŘI TAKZVANÉM "ZAMRZNUTÍ")

